

Balanza analítica y semi-micro de alta precisión

AND GR

- > Moderna cabina anti-viento con apertura automática
- > Calibración automática con pesa interna
- > Con salida RS para conectar a PC
- > Múltiples unidades de medición




Soluciones integrales en automatización, registraci3n y control

Moretti



AND GR

Características



Capacidades

Dimensiones del plato

Repetibilidad

Tiempo de estabilización

Alimentación

Funciones

Temperatura de operación

210 gr x 0,0001 gr (GR 200)

210 gr x 0,0001 gr / 42 gr x 0,00001 gr (GR 202)

8,5 cm de diámetro

0,00002 gr / 0,0001 gr

Aprox.3 segundos (MODO FAST)

Fuente de alimentación 220 vca

Conteo de piezas, cálculo de porcentajes y pesaje por debajo

5°C a 40°C



Andrés Moretti e Hijos S.A.

California 2082, Piso 3 (C1289AAP), C.A.B.A. - Argentina

Tel.: (011) 4103 - 4500 (línea rotativa)

ventasindustrias@moretti.com.ar - www.moretti.com.ar