

Balanza analítica y semi-micro de alta precisión

# AND GR

- > Moderna cabina anti-viento con apertura automática
- > Calibración automática con pesa interna
- > Con salida RS para conectar a PC
- > Múltiples unidades de medición



---

Soluciones integrales en automatización, registraci3n y control


---

**Moretti**



AND GR

# Características



## Capacidades

## Dimensiones del plato

## Repetibilidad

## Tiempo de estabilización

## Alimentación

## Funciones

## Temperatura de operación

210 gr x 0,0001 gr (GR 200)

210 gr x 0,0001 gr / 42 gr x 0,00001 gr (GR 202)

8,5 cm de diámetro

0,00002 gr / 0,0001 gr

Aprox.3 segundos (MODO FAST)

Fuente de alimentación 220 vca

Conteo de piezas, cálculo de porcentajes y pesaje por debajo

5°C a 40°C

**Moretti**

Andrés Moretti e Hijos S.A.

Carlos Calvo 2740 / 2755 - (C1230AAS) Capital Federal - Argentina

Tel.: (011) 4103 - 4500 (línea rotativa) / (011) 4308 - 1504

ventasindustrias@moretti.com.ar - www.moretti.com.ar