

Balanza analizadora de humedad

# Moretti AND MX 50



- Calentamiento rápido y uniforme con lámpara halógena.
- ▶ Repetibilidad elevada de 0,01 %.
- ▶ Salida de datos RS 232 para pc (incluye soft estadístico WIN CT).
- ▶ Bajo costo de mantenimiento.



## Moretti AND MX 50

## Características

Capacidad

Tamaño de bandeja de muestra

Método de medición

Tiempo de estabilización

Temperatura de secado

Programas de medición

Tipo de Pantalla

Temperatura de funcionamiento

Alimentación eléctrica

50 gr x 0,001 gr

8,5 cm de diámetro

400 W sistema de calentamiento con lámpara halógena

Aprox. 1 segundo (MODO FAST)

50 - 200 °C

Estándar / Completo automático / Temporizador / Manual

VFD Grande

5 - 40 °C

220 VCA

## Moretti

#### Administración y Ventas

California 2000/2082 Piso 3° Oficina 301, (C1289AAP) C.A.B.A. - Argentina (+54 11) 4103-4500 int. 004

#### Atención al cliente

4103-4500 int. 006 mesadeayuda@moretti.com.ar

### Servicio Técnico

4103-4500 int. 008 ventasdeservicios@moretti.com.ar